

1DAY (乱視用・遠近両用) コンタクトレンズ 一覧

メーカー	J&J		ケーバ-			ケーバ-		アルコン	ケーバ-
商品名	1DAY ACUVUE oasys 乱視用		MyDay 1day toric			1day aquair TORIC		DAILIES TOTAL① MULTIFOCAL	Proclear 1day multifocal
商品									
BC	8.5		8.6			8.7		8.5	8.7
POWER	+4.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-9.00 (0.50step)	±0.00~-6.00 (0.25step)	±0.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-10.00 (0.50step)	+6.00~+0.50 (0.50step) ±0.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-10.00 (0.50step)		±0.00~-6.00 (0.25step) -6.00~-7.00 (0.50step)	±0.00~-6.00 (0.25step) -6.00~-10.00 (0.50step)	+5.00~-10.00 (0.25step)	+5.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-10.00 (0.50step)
CYL	-0.75 -1.25 -1.75	-2.25	-0.75 -1.25 -1.75	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25		-0.75 -1.25 -1.75	-0.75 -1.25 -1.75	LOW (+1.25) MID (+2.00) HIGH (+2.50)	+1.50
Ax	90 180		70 80 100 110	10 20 160 170	90 180	20 160	90 180		
SIZE (DIA)	14.3		14.5			14.5		14.1	14.2
含水率	58%		54%			55%		33%	60%
Dk/L値	129.0		80			26.3		156.0	22.8
中心厚	0.08mm		0.10mm			0.109mm		0.09mm	0.09mm
UVカット	A波 96% B波 99%		A波 85% B波 96%			-		-	-
特徴	シリコーン 涙に似た保湿成分 常に正しい方向でキープされるレンズ設計		シリコーン 高い柔軟性 非球面 スムースツング プリズムバラスト			ヘマ樹脂 形状保持 スムースツング プリズムバラスト		シリコーン 生感覚レンズ 三層構造 中心近用	ヘマ樹脂 生体模倣構造 MPCポリマー 非球面 スムースツング 中心近用